

ISTRUZIONI D'USO

TONIFICATORE MUSCOLARE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 3x Elettrodi stimolatori
- 2x Cuscinetti autoadesivi per bicipiti
- 1x Cuscinetti autoadesivi per addominali

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Alimentazione: 6x batterie AAA
- 6 modalità d'uso
- Frequenza: 1-100 Hz
- Tempo di funzionamento: 12 min
- Tensione di uscita: max. 9,8 mA



INSTALLAZIONE

1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie e inserire 2 batterie AAA nello stimolatore elettrico.
2. Attaccare lo stimolatore agli appositi cuscinetti.
3. Rimuovere la pellicola di protezione dagli elettrodi adesivi.
4. Posizionare gli elettrodi adesivi sull'area addominale o sulle braccia.

COME USARE

- È possibile scegliere tra 6 modalità di funzionamento.
- Lo stimolatore si spegne automaticamente dopo 12 minuti di funzionamento. È possibile modificare i programmi premendo il pulsante PROGRAM.
- La spia rossa indica il programma selezionato.



ON/OFF – Acceso/Spento

INC – Aumenta la potenza

DEC – Diminuisce la potenza

PROGRAM – Cambio del programma



1. Rimuovere la pellicola protettiva dagli elettrodi adesivi, posizionare i cuscinetti in gel sulle zone desiderate del corpo.
2. Premere il pulsante ON per attivare lo stimolatore.
3. Selezionare la modalità di stimolazione e impostare il livello di intensità.
4. Lo stimolatore funzionerà per 12 minuti, dopo il trattamento si spegne automaticamente.
5. Premere il tasto OFF se si desidera interrompere il trattamento.
6. Dopo l'uso, togliere lo stimolatore e separarlo dai cuscinetti.
7. Rimettere la pellicola protettiva sopra i cuscinetti.



IMPORTANTE

- Prima dell'uso, pulire e asciugare la superficie della pelle dove verranno utilizzati gli elettrodi adesivi.
- Non attaccare il prodotto sulla pelle se "l'apparecchio è acceso".
- Evitare di toccare il lato appiccicoso dei cuscinetti, se no il gel si consumerà prima.
- Avviare lo stimolatore alla sua intensità più bassa.
- Non immergere l'unità principale in liquidi.
- Se i cuscinetti sono sporchi, pulirli con un panno umido che non lascia residui.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
- Evitare l'uso dello stimolatore per 30 minuti dopo il pasto o dopo la doccia.
- Se non si intende utilizzare l'oggetto per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFCU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per una sostituzione del prodotto o per un rimborso. Inviarci il numero di ordine e la data nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto.



| | |
|--|---|
|   | <p>Simbolo di smaltimento e riciclo WEEE. Il simbolo WEEE è applicato al prodotto in conformità alla direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Ha lo scopo di ricordare la normativa che proibisce lo smaltimento inappropriato del prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclo.</p> |
|--|---|